



Lippen-Herpes Wärmestift

Medizinprodukt zur symptomatischen Behandlung von Lippenherpes  
schnell | einfach | gut verträglich

- Alle Vorteile im Überblick**
- zuverlässige und schnelle Hilfe auf Knopfdruck
  - wirkt ausschließlich mit konzentrierter Wärme (Thermo Sense Technology)
  - bei rechtzeitiger Anwendung kann die Ausbildung von Herpesbläschen verhindert werden
  - sehr gute Verträglichkeit - herpo therm® neo wirkt chemiefrei und ist so auch für Menschen mit Allergien, Schwangere und Kinder ab 3 Jahren geeignet
  - kann wahlweise mit Batterien oder wiederaufladbaren Batterien verwendet werden
  - patentierter Multi-Level Sicherheitsfeatures:
    1. intelligente Temperaturresteuerung
    2. unabhängiger Temperaturwächter
    3. ausfallsicherer Überhitzungsschutz

Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und beachten Sie die Hinweise.

**Anwendungszweck**

herpo therm® neo ist ein patentiertes Medizinprodukt zur örtlichen Behandlung begleitender Symptome von Herpes (Herpes simplex labialis) wie Schmerz, Brennen, Juckreiz, Kribbeln oder Spannungsgefühl. Diese können bereits als sogenannte Prodromalsymptome vor dem Auftreten äußerer Anzeichen auf einen Herpesausbruch hinweisen. herpo therm® neo kann bei rechtzeitiger Anwendung die Ausbildung von Herpesbläschen verhindern. Bei späterer Anwendung kann ein leichterer Verlauf oder ein früheres Abheilen erzielt werden.


**Wirkweise**

Die Anwendung konzentrierter Wärme (lokale Thermotherapie) ist ein physikalisches Wirkprinzip, das auf kurzer, konzentrierter Wärmeeinwirkung auf ein eng begrenztes Hautareal beruht. Selbst ein lokal begrenzter Wärmeintritt kann ausreichen, Beschwerden wie Juckreiz, Brennen, Kribbeln oder Spannungsgefühl zu lindern bzw. bei rechtzeitiger Anwendung die Ausbildung von Herpesbläschen zu verhindern.



In einer klinischen Studie mit herpo therm® konnte gezeigt werden, dass die Begleitsymptome von Herpes durch die Behandlung mit einem Wärmeimpuls innerhalb von 24 bis 48 Stunden für die Betroffenen signifikant spürbar und klinisch relevant reduziert wurden.

de


**Anwendung****Aufbau des herpo therm® neo:****Erste Inbetriebnahme:**

Im Lieferumfang des herpo therm® neo sind zwei Batterien des Typs AAA LR03 1,5 V enthalten. Diese sind bei Auslieferung bereits im Gerät eingelegt. Sie können sofort mit der Anwendung beginnen.

**Behandlung:**

Die Anwendung von herpo therm® neo ist sehr einfach:

1. Ziehen Sie die Schutzkappe vom Gerät ab.
2. Platzieren Sie das Gerät mit der keramischen Kontaktfläche auf den betroffenen Hautbereich und drücken Sie es leicht an.
3. Nach Betätigen der Drucktaste beginnt die Aufheizphase. Während der Aufheizphase wird die keramische Kontaktfläche auf eine Temperatur von ca. 51 °C erwärmt. Sobald diese Temperatur erreicht ist, erfolgt eine Behandlung von 3 Sekunden. Während der Behandlung leuchtet die LED. Das Gerät schaltet sich nach der erfolgten Behandlung automatisch ab. Zu Beginn der Aufheizphase und am Ende der Behandlung ertönt zusätzlich ein akustisches Signal.
4. Entfernen Sie das Gerät vom behandelten Hautareal und setzen Sie die Schutzkappe auf das Gerät auf.



Bei anhaltenden oder wiederauftretenden Symptomen ist eine mehrmalige Behandlung derselben Hautstelle möglich. Bitte halten Sie eine Behandlungspause von mindestens 2 Minuten zwischen den jeweiligen Anwendungen ein. Eine direkt nachfolgende Behandlung eines weiteren betroffenen Hautareals an der Lippe ist nach der ersten Behandlung mit herpo therm® neo problemlos möglich.

**Hinweise zum Gebrauch**

herpo therm® neo ist nur Eigenanwendung durch Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren angezeigt.

Bei Kindern unter 12 Jahren ist das Gerät nur mit Unterstützung eines Erwachsenen anzuwenden.

Personen, die die visuellen oder akustischen Signale des Geräts nur eingeschränkt wahrnehmen können, sollten sich bei der Anwendung durch einen Erwachsenen unterstützen lassen.

Kinder unter 7 Jahren können häufig noch nicht den Zusammenhang zwischen einer kurzen Hitzebehandlung und deren positiven Nutzen verstehen. Bitte prüfen Sie daher sorgfältig, ob die symptomatische Behandlung mit herpo therm® neo für Ihr Kind geeignet ist. Bitte bedenken Sie auch, dass Kinderhaft noch in der Entwicklung ist und damit sensibler auf Wärmezeize reagieren kann.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Kindern unter 3 Jahren.



**Reinigung und Desinfektion:**

Herpes ist eine Viruserkrankung, die durch das Herpes-simplex-Virus hervorgerufen wird. Die Übertragung erfolgt durch Tröpfcheninfektion, durch direkten Kontakt oder als Schmierinfektion.


Eine Infektion mit dem Herpes-simplex-Virus kann nicht rückgängig gemacht werden. Zur Vermeidung einer Virenonübertragung darf herpo therm® neo immer nur von einer Person verwendet werden.

Zur Reinigung des herpo therm® neo können alle äußeren Flächen mit einem weichen Tuch, welches leicht mit Wasser angefeuchtet wurde, abgewischt werden. Bei offensichtlicher Verschmutzung muss das Gerät gereinigt werden. Dazu benutzen Sie bitte ein weiches Tuch, das mit 70%igem Isopropanol befeuchtet wurde. Wischen Sie alle äußeren Flächen gründlich ab, bis keine Verschmutzung mehr sichtbar ist. Trocknen Sie diese anschließend mit einem Tuch.

Eine Desinfektion des herpo therm® neo muss nach jeder Herpesepisode erfolgen. Zusätzlich wird empfohlen, das Gerät nach längerem Nichtgebrauch vor erneuter Anwendung zu desinfizieren. Feuchten Sie dazu ein weiches Tuch gut mit 70%igem Isopropanol an oder verwenden Sie ein herkömmliches Desinfektionstuch auf Basis von 70%igem Isopropanol. Wischen Sie die keramische Kontaktfläche gründlich mit diesem Tuch für 30 Sekunden ab. Lassen Sie die Fläche an der Luft trocknen.

**Batteriewechsel:****Abbildung 1****Abbildung 2**

Markierung

**Abbildung 3**LR03 oder  
AAA HR03 oder  
HR11/45  
1,2 - 1,5 V

herpo therm® neo kann wahlweise mit Batterien oder wiederaufladbaren Batterien verwendet werden.

Für den Batteriewechsel muss zuerst die Schutzkappe abgezogen werden (Abbildung 1). Öffnen Sie danach die Batteriekappe (Abbildung 2), indem Sie mit dem Daumen leicht auf die Markierung drücken (1) und dabei die Batteriekappe in Pfeilrichtung schieben (2).

Entnehmen Sie die beiden entladenen Batterien. Die neuen Batterien müssen, unter Beachtung der gekennzeichneten Polrichtung, in das Gerät eingelegt werden (Abbildung 3). Nach dem Einlegen der Batterien muss die Batteriekappe wieder entlang der Führungsschienen vollständig aufgeschoben werden.

Ein notwendiger Batteriewechsel wird durch 3-maliges Blinken der LED und ein 3-maliges Ertönen des akustischen Signals angezeigt.

Bitte verwenden Sie nur Batterien des Typs AAA LR03, HR03 oder HR11/45 mit einer Spannung von 1,2 V bis 1,5 V. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von wiederaufladbaren Batterien mit einer Spannung von 1,2 V zu einer geringeren Anzahl von Anwendungen je Aufladung führen kann.

**Signale und Fehlerbehebung:**

- |   |  |
|---|--|
| 3 x Blinken der LED<br>3 x akustisches Signal | - Behandlungstemperatur wird nicht erreicht.<br>- Batterien sind zu schwach: Wechseln Sie die Batterien (siehe Abschnitt „Batteriewechsel“). |
|---|--|

- |   |  |
|---|--|
| 5 x Blinken der LED<br>5 x akustisches Signal | - Funktionsstörung: Ursache kann eine fehlerhafte Anwendung sein, z.B. Auslösen und Betreiben des Geräts gegen Luft.<br>- Sollte diese Fehlermeldung trotz korrekter Anwendung wiederholt auftreten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Vertreiber von herpo therm® neo. |
|---|--|

- |   |  |
|---|--|
| herpo therm® neo heizt nicht auf/funktioniert nicht | - Wechseln Sie die Batterien (siehe Abschnitt „Batteriewechsel“).<br>- Sollte dieser Fehler trotz voller Batterien erneut auftreten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Vertreiber von herpo therm® neo. |
|---|--|

**Warnhinweise**

herpo therm® neo darf nicht angewendet werden auf bzw. bei:

- Augen und Augenlidern
- Schleimhäuten
- offenen Wunden, verletzter Haut (z.B. offene Bläschen)
- Verbrennung oder Verbrühung der Haut
- Erfrierungen der Haut
- Tumoren und bösartigen Veränderungen der Haut
- bekannter erhöhte Algesie (erhöhtes Schmerzempfinden) bei Small-Fibre-Neuropathie, Allodynie, Hyperalgesie
- Personen mit bekannter eingeschränkter Schmerz- und Temperaturempfindlichkeit.

In folgenden Fällen sollte ärztlicher Rat eingeholt werden:

- anhaltende Beschwerden unter der Anwendung von herpo therm® neo.
- sich verschlimmernende Beschwerden unter der Anwendung von herpo therm® neo. Bis zur Klärung sollten Sie das Produkt nicht weiter anwenden.

Darüber hinaus darf das Gerät nicht unmittelbar nach dem Auftragen von Salben, Cremes, Lotionen und anderen Zubereitungen auf der zu behandelnden Stelle angewendet werden, da mögliche Wechselwirkungen mit Inhaltsstoffen dieser Produkte nicht ausgeschlossen werden können.

Im Einzelfall kann die Behandlungstemperatur als unangenehm wahrgenommen werden.

Bei sensibler Haut kann eine kurzzeitige Hautrötung nach Anwendung auftreten. In sehr seltenen Fällen kann es bei Anwenden mit empfindlichem Hauttyp zu einer Hautreizung kommen.

Benutzen Sie das Gerät nicht bei Beschädigung, offensichtlicher Fehlfunktion oder mit geöffnetem Gehäuse. Verwenden Sie keine beschädigten oder feuchten Batterien. Schützen Sie das Gerät vor Nässe.

Jegliche Änderung an herpo therm® neo ist nicht erlaubt.

Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Bitte beachten Sie, dass herpo therm® neo Kleinteile enthält, die von Kindern unter 3 Jahren verschluckt werden können und somit eine Erstickungsgefahr darstellen.

**Zulässige Umgebungsbedingungen**

Das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, trocken und sauber lagern. Bitte beachten Sie die folgenden zulässigen Umgebungsbedingungen:

	Temperatur [°C]	Relative Luftfeuchtigkeit [%]	Luftdruck [hPa]
Betrieb	5 bis 40	15 bis 85	700 bis 1060
Transport*			
Lagerung*			

\* Bitte beachten Sie die möglicherweise abweichenden Angaben vom Hersteller der Batterien zu Lagerungsbedingungen.

Bitte beachten Sie die Handhabungshinweise auf den von Ihnen verwendeten Batterien. Kombinieren Sie nur Batterien desselben Typs und Ladungszustands.

Verwenden Sie die Batterien nicht über das auf den Batterien angegebene Haltbarkeitsdatum hinaus. Um eine Beschädigung des herpo therm® neo durch das Auslaufen von Batterien zu vermeiden, sollten diese bei längerem Nichtbenutzen herausgenommen werden.

herpo therm® neo hat eine zu erwartende Betriebslebensdauer von mindestens 5 Jahren. Entnehmen Sie die verbrauchten Batterien und entsorgen Sie diese gemäß den lokalen Bestimmungen zur Entsorgung von Batterien.

Das Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den lokalen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektroaltgeräten.

12+

Eigenanwendung ab 12 Jahren (geeignet für Kinder ab 3 Jahren mit Unterstützung eines Erwachsenen)

Für schwangere Frauen geeignet

Für stillende Frauen geeignet

Dieses Medizinprodukt entspricht dem EMV-Standard IEC 60601-1-2:2014+A1:2020. Trotzdem sollten besondere Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:

Für die Anwendung von herpo therm® neo ist die Umgebung in Bereichen der häuslichen Gesundheitsfürsorge vorgesehen.

Die Verwendung dieses Geräts unmittelbar neben anderen Geräten oder mit anderen Geräten in gestalterter Form sollte vermieden werden, da dies eine fehlerhafte Beispielsweise zur Folge haben könnte.

Die Verwendung von anderem Zubehör, als jenem, welches der Hersteller dieses Geräts festgelegt oder bereitgestellt hat, kann erhöhte elektromagnetische Störäusserung oder eine geminderte elektromagnetische Störfestigkeit des Geräts zur Folge haben und zu einer fehlerhaften Betriebsweise führen.

Tragbare HF-Kommunikationsgeräte (Funkergeräte), einschließlich deren Zubehör wie z.B. Antennenkabel und externe Antennen, sollten nicht in einem geringeren Abstand als 30 cm zu den vom Hersteller bezeichneten Teilen und Leitungen des herpo therm® neo verwandt werden. Eine Nichtbeachtung kann zu einer Minderung der Leistungsmerkmale des Geräts führen.

Entspricht den Vorgaben der IEC 60601-1-2:2014+A1:2020 kann die technische Beschreibung in digitaler Form, in englischer oder deutscher Sprache, bei der mibeTec GmbH (Adresse ist unter dem Punkt „Hersteller“ zu finden) angefordert werden.

**Mode d'emploi**

Stick chauffant pour l'hépès labial

Dispositif médical conçu pour le traitement symptomatique de l'hépès labial rapide | simple | bien toléré

**Aperçu des avantages**

- aide fiable et rapide sur simple pression d'un bouton
- agit exclusivement avec de la chaleur concentrée (Thermo Sense Technology)
- peut prévenir la formation de vésicules hépatiques si l'est utilisé suffisamment tôt
- très bonne tolérance - herpo therm® neo agit sans produits chimiques et convient donc aussi aux personnes allergiques, aux femmes enceintes et aux enfants à partir de 3 ans
- fonctionnement au choix avec des piles jetables ou rechargeables
- fonctions de sécurité multiveau brevetées :
  1. régulation intelligente de la température
  2. contrôleur thermique indépendant
  3. protection anti-surchauffe à sécurité intégrée

Avant la première mise en service, veuillez lire attentivement l'intégralité du mode d'emploi et respecter les instructions.

**Utilisation prévue**

herpo therm® neo est un dispositif médical breveté conçu pour le traitement local des symptômes accompagnant l'hépès (Hépès simplex labialis) tels que douleur, brûlure, démangeaisons, picotements ou sensation de tiraillement. Ces symptômes, appelés prodromes, peuvent déjà indiquer le début d'une poussée d'hépès avant l'apparition des signes extérieurs. Si herpo therm® neo est appliqué suffisamment tôt, la formation de vésicules d'hépès labial peut être évitée. S'il est appliqué plus tard, les symptômes peuvent diminuer en intensité ou disparaître plus rapidement.

**Mode d'action**

L'application de chaleur concentrée (thermotherapie locale) est un mode d'action physique qui repose sur l'application brève et concentrée d'un stimulus thermique sur une petite zone limitée derrière die Haut. Même une application locale de chaleur peut suffire à soulager les troubles tels que les démangeaisons, les brûlures, les picotements ou la sensation de tiraillement, et, si elle est appliquée suffisamment tôt, à prévenir la formation de vésicules d'hépès labial.

Dans une étude clinique menée sur herpo therm®, il a été démontré que les symptômes accompagnant l'hépès étaient réduits de manière significative et cliniquement pertinente dans les 24 à 48 heures suivant l'application d'une impulsion de chaleur.

**Utilisation**

## &lt;

Figure 3



LR03 ou  
AAA HR03 ou 1,2 - 1,5 V  
HR11/45

herpo therm<sup>®</sup> neo peut être utilisé au choix avec des piles ou des piles rechargeables. Pour le remplacement des piles, il faut d'abord retirer le capuchon de protection (figure 1). Ouvrez ensuite le couvercle des piles (figure 2) en appuyant légèrement sur le repère avec le pouce (①) tout en faisant glisser le couvercle des piles dans le sens de la flèche (②).

Retirez les deux piles usées/déchargées. Les nouvelles piles doivent être insérées dans l'appareil en respectant le sens des pôles indiqué (figure 3). Après avoir inséré les piles, le couvercle des piles doit être complètement remis en place le long des rails de guidage.

Les piles doivent être remplacées lorsque le voyant clignote 3 fois et le signal sonore est émis à 3 reprises.

Utilisez uniquement des piles de type AAA LR03, HR03 ou HR11/45 ayant une tension de 1,2 V à 1,5 V. Notez que l'utilisation de piles rechargeables d'une tension de 1,2 V peut diminuer le nombre d'utilisations par charge.

#### Signaux et dépannage :

3 clignotements du voyant	— La température de traitement n'est pas atteinte. — Piles trop faibles: Remplacez les piles (voir la rubrique « Remplacement des piles »).
5 clignotements du voyant	— Dysfonctionnement : Il peut être dû à une utilisation incorrecte, p. ex. déclenchement et fonctionnement du dispositif sans contact avec la peau. — Si le problème se reproduit en dépit d'une utilisation correcte, contactez le fabricant ou le distributeur du herpo therm <sup>®</sup> neo.
herpo therm <sup>®</sup> neo ne chauffe pas/ne fonctionne pas.	— Remplacez les piles (voir la rubrique « Remplacement des piles »). — Si le problème se reproduit avec des piles neuves, contactez le fabricant ou le distributeur du herpo therm <sup>®</sup> neo.

**Mises en garde**  
herpo therm<sup>®</sup> neo ne doit pas être utilisé  
— sur les yeux et les paupières  
— sur les muqueuses  
— sur les plaies ouvertes, la peau lésée (p. ex. ampoules ouvertes)  
— en cas d'échaudure ou de brûlure de la peau  
— en cas d'engelures  
— en cas de tumeurs et de modifications malignes de la peau  
— en cas d'algesie (sensibilité accrue à la douleur) connue associée à la neuropathie des petites fibres, d'allodynie et d'hyperalgésie  
— chez les personnes ayant une diminution connue de la sensibilité à la douleur et à la température.  
Il est conseillé de demander un avis médical dans les cas suivants :  
— troubles persistants malgré l'utilisation de herpo therm<sup>®</sup> neo.  
— aggravation des troubles malgré l'utilisation de herpo therm<sup>®</sup> neo. N'utilisez plus le dispositif tant que l'origine du problème n'a pas été identifiée.

En outre, le dispositif doit pas être utilisé immédiatement après l'application de pomades, crèmes, lotions et autres préparations sur la zone à traiter étant donné que d'éventuelles interactions avec des composants de ces produits ne peuvent pas être exclues.  
Dans certains cas, la température de traitement peut être perçue comme inconfortable. En cas de peau sensible, une rougeur cutanée passagère peut survenir après utilisation. Dans de très rares cas, les utilisateurs ayant une peau sensible peuvent développer une irritation cutanée.

N'utilisez pas le dispositif s'il est endommagé, en cas de panne manifeste ou avec le boîtier ouvert. N'utilisez pas des piles endommagées ou humides. Protégez l'appareil de l'humidité.  
Aucune modification de herpo therm<sup>®</sup> neo, quelle qu'elle soit, n'est autorisée.  
Conservez l'appareil hors de portée des enfants.

Veuillez noter que herpo therm<sup>®</sup> neo contient de petites pièces qui peuvent être avalées par des enfants de moins de 3 ans et qui présentent donc un risque d'étouffement.  
**Conditions ambiantes autorisées**  
Stockez le dispositif à l'abri de la lumière solaire directe, dans un endroit sec et propre. Respectez les conditions ambiantes autorisées ci-dessous :

	Température [°C]	Humidité relative de l'air [%]	Pression atmosphérique [hPa]
Fonctionnement	5 à 40	15 à 85	700 à 1060
Transport*			
Stockage*			

\* Veuillez tenir compte des indications éventuellement différentes du fabricant des piles concernant les conditions de stockage.

Suivez les instructions de manipulation figurant sur les piles utilisées. Combinez uniquement des piles de même type et de même état de charge.

N'utilisez pas les piles au-delà de la date limite d'utilisation figurant sur les piles. Pour éviter que le herpo therm<sup>®</sup> neo ne soit endommagé par des fuites d'acide provenant des piles, il est conseillé de les retirer si le dispositif n'est pas utilisé pendant une longue période.

herpo therm<sup>®</sup> neo a une durée de vie attendue de 5 ans.

Retirez les piles usagées et mettez-les au rebut conformément à la réglementation locale en matière d'élimination des piles.

Le dispositif ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Jetez le dispositif conformément aux dispositions locales relatives à la mise au rebut des appareils électriques.



**Fabricant :**  
mibetec GmbH  
Münchener Strasse 15  
06796 Brehna  
Allemagne



**Dermapharm AG**  
Bösch 104  
6331 Hünenberg  
Suisse



**Date de mise à jour du texte :** 2023-11



**Suivre le mode d'emploi**



**Dispositif médical**



Stocker le dispositif à l'abri de la lumière solaire directe et dans un endroit sec/Protéger de l'humidité



**Température ambiante autorisée**



**Pression atmosphérique autorisée**



**Humidité relative autorisée**



**Identifiant unique du dispositif**



**Référence**



**Date de fabrication**



**N° de lot : voir dispositif**



Ne pas jeter avec les ordures ménagères/Jeter conformément aux dispositions locales relatives à la mise au rebut des appareils électriques



Indique le mandataire établi en Suisse



**Données techniques :**



Type de pile adapté :  
AAA LR03 ou HR03 ou HR11/45 avec 1,2-1,5 V



La surface de contact en céramique est une pièce appliquée de type BF conforme à la norme DIN EN 60601-1



Protégé contre la pénétration de corps étrangers (1 mm) et contre les gouttes d'eau tombant en biais



Utilisation personnelle à partir de 12 ans (convient aux enfants à partir de 3 ans avec l'aide d'un adulte)



Convient à la femme enceinte



Convient à la femme allaitante

Ce dispositif médical est conforme à la norme de compatibilité électromagnétique IEC 60601-1-2:2014+A1:2020.

Toutefois, il convient de prendre des précautions particulières : herpo therm<sup>®</sup> neo est conçu pour être utilisé dans l'environnement de soins à domicile. L'utilisation de ce dispositif à proximité immédiate ou en association avec d'autres dispositifs empêche les uns sur les autres doit être évitée, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.

L'utilisation d'autres accessoires que ceux prévus ou mis à disposition par le fabricant de ce dispositif peut entraîner des perturbations électromagnétiques accrues ou une immunité électromagnétique réduite du dispositif et conduire à un dysfonctionnement. Les équipements de communication RF portables (appareils radio), y compris les accessoires tels que les câbles d'antenne et les antennes externes, ne doivent pas être utilisés à une distance inférieure à 30 cm des pièces et câbles du herpo therm<sup>®</sup> neo désignés par le fabricant. Le non-respect de cette recommandation peut entraîner une diminution de la performance du dispositif.

Conformément aux dispositions de la norme IEC 60601-1-2:2014+A1:2020, les données techniques peuvent être obtenues sous forme numérique, en anglais ou en allemand, auprès de mibetec GmbH (coordonnées figurant à la rubrique « Fabricant »).

Retirez les piles usagées et mettez-les au rebut conformément à la réglementation locale en matière d'élimination des piles.

Istruzioni per l'uso

**herpo therm<sup>®</sup> neo**  
Penna termica per l'herpes labiale

**Dispositivo medico per il trattamento sintomatico dell'herpes labiale**

**rapido | semplice | ben tollerabile**

#### Tutti i vantaggi a colpo d'occhio

- aiuto affidabile e rapido con la semplice pressione di un tasto
- funziona esclusivamente con il calore concentrato (Thermo Sense Technology)
- se usato tempestivamente, può prevenire la formazione delle vesicole erpetiche
- ottima tollerabilità - funzionando senza l'uso di sostanze chimiche, herpo therm<sup>®</sup> neo è pertanto indicato per persone con allergie, donne in gravidanza e bambini a partire dai 3 anni
- può essere usato sia con batterie tradizionali che ricaricabili
- caratteristiche di sicurezza multi-level brevettate:
  1. controllo intelligente della temperatura
  2. monitor di temperatura indipendente
  3. protezione dal surriscaldamento fail-safe

**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima della prima messa in funzione del dispositivo e osservare le indicazioni.**

#### Uso previsto

herpo therm<sup>®</sup> neo è un dispositivo medico brevettato per il trattamento topico dei sintomi che accompagnano l'herpes (Herpes simplex labialis) come dolore, bruciore, prurito, pizzicore o sensazione di tensione. Questi possono già indicare un focolaio di herpes come cosiddetti sintomi prodromici ancora prima della comparsa dei segni esterni. Se usato tempestivamente, herpo therm<sup>®</sup> neo può prevenire la formazione delle vesicole erpetiche. In caso di utilizzo tardivo, può attenuare il decorso accelerare il processo di guarigione.

#### Modalità d'azione

L'uso di calore concentrato (termoterapia locale) è un principio d'azione fisico, basato sull'applicazione breve e concentrata di calore su un'area cutanea delimitata. Anche un'applicazione di calore circoscritta può essere sufficiente ad attenuare disturbi come prurito, bruciore, pizzicore o sensazione di tensione e, se tempestiva, può prevenire la formazione delle vesicole erpetiche. Uno studio clinico condotto con herpo therm<sup>®</sup> ha dimostrato una riduzione evidente e clinicamente rilevante dei sintomi che accompagnano l'herpes, grazie all'applicazione di calore sulle aree interessate per un periodo di 24-48 ore.

#### Uso

##### Struttura di herpo therm<sup>®</sup> neo:




##### Prima messa in funzione:

Nella confezione di herpo therm<sup>®</sup> neo sono presenti due batterie di tipo AAA LR03 1,5 V, già inserite nel dispositivo. È possibile iniziare subito a usare il dispositivo.

##### Trattamento:

- L'uso di herpo therm<sup>®</sup> neo è molto semplice:
1. Estrarre il cappuccio di protezione dal dispositivo.
  2. Posizionare il dispositivo con la superficie di contatto in ceramica sull'area cutanea interessata ed esercitare una leggera pressione.
  3. Azionare il pulsante per dare inizio alla fase di riscaldamento. Durante la fase di riscaldamento la superficie di contatto in ceramica si scalda raggiungendo una temperatura di ca. 51 °C. Una volta raggiunta questa temperatura, viene erogato il trattamento di 3 secondi. Durante il trattamento, il LED si attiva. Fine trattamento, il dispositivo si spegne automaticamente. All'inizio della fase di riscaldamento e al termine del trattamento viene emesso anche un segnale acustico.
  4. Rimuovere il dispositivo dall'area cutanea trattata e riporre il cappuccio di protezione sul dispositivo.



Se i sintomi persistono o si ripresentano, è possibile ripetere l'applicazione più volte sulla stessa area. Osservare una pausa di almeno 2 minuti tra un'applicazione e l'altra. Dopo il primo trattamento con herpo therm<sup>®</sup> neo è possibile trattare subito di seguito un'altra area labiale.

##### Indicazioni per l'uso

herpo therm<sup>®</sup> neo è indicato per l'autoapplicazione da parte di adulti e bambini a partire dai 12 anni.

Nei bambini sotto i 12 anni il dispositivo è utilizzabile solo con l'aiuto di un adulto. Le persone che hanno difficoltà a percepire i segnali visivi o acustici emessi dal dispositivo dovrebbero farsi aiutare da un adulto abile.

Conformément aux dispositions de la norme IEC 60601-1-2:2014+A1:2020, les données techniques peuvent être obtenues sous forme numérique, en anglais ou en allemand, auprès de mibetec GmbH (coordonnées figurant à la rubrique « Fabricant »).

Retirez les piles usagées et mettez-les au rebut conformément à la réglementation locale en matière d'élimination des piles.

Osservare le istruzioni per l'uso

Dispositivo medico

Conservare il dispositivo in luogo asciutto, al riparo dall'umidità e dalla luce diretta del sole

Temperatura ambiente consentita

Pressione dell'aria consentita

&lt;p